

Ett enkel och genialiskt drivaggregat för din manuelle rullstol

Lipo Lomo är ett drivaggregat för dig som önskar vara mobil i din manuelle rullstol utan tillföra någon extra vikt. Drivaggregatet kopplas direkt på ramen och passar de flesta manuelle rullstolar. Den geniala infästningen gör att länkhjulen lyfts upp från marken när du använder drivaggregatet. Detta gör framkomligheten både bättre och mer behaglig. Med Lipo Lomo kan du på ett enkelt och energibesparande sätt ta dig från punkt A till B och fortsatt vara mobil när du kommer fram. Lipo Lomo finns även som tetramodell.



TEKNISKA DATA

PRODUKT	LIPO LOMO 12"	LIPO LOMO 16"	LIPO LOMO 20"
Hjulstorlek	12"	16"	20"
Art.nr	106029-0	106018-0	106028-0
Vikt med batteri	14,4 kg	15,6 kg	16,6 kg
Vikt utan batteri	13 kg	13,2 kg	14,2 kg
Vikt batteri	2,4 kg	2,4 kg	2,4 kg
Batteri	Li-Ion batteri 36V/ 8,3 ah/ 300 Watt	Li-Ion batteri 36V/ 8,3 ah/ 300 Watt	Li-Ion batteri 36V/ 8,3 ah/ 300 Watt
Motor	36V/ 250 Watt	36V/ 250 Watt (Kan fås med 350 Watt)	36V/ 350 Watt
Körsträcka	Upptill 30 km	Upptill 30 km	Upptill 30 km
Laddare	36V/ 1,4 ah	36V/ 1,4 ah	36V/ 1,4 ah
Laddtid	8 timmar	8 timmar	8 timmar
Max hastighet	15 km/t	15 km/t	15 km/t

TILLBEHÖR

PRODUKT	ART.NR
Vikt 2,5 kg stk	631210-0
Vikt 5 kg stk	631032-0
Vikt 7,5 kg stk	631054-0
Back Lipo Lomo	2001
Regnskydd	100089-3
Korg stor	212001-0
Korg liten	202007-0
Fäste till korg Lipo Lomo	202039-0
Transportväska Lipo Lomo	106
Batteri Lipo 11,6 ah stk	631225-0
Däck offroad 16"	604009-0
Bagagebärare Waldkilo	600163-0
Stödben 360 stk	750124-0
Snabbaddare Lipo 36V	631112-0

FÖLJER MED

PRODUKT	ART.NR
Batteri Lipo 36V 8,3 ah	631225-0
Laddare Lipo 36V	630918-0



STRICKER 

Ljusdal 5 - 791 93 Falun - Tel: 070-697 77 58
E-mail: lars@hjalpmedelsexperten.se
www.hjalpmedelsexperten.se

UPP  **CHFRAM**